

# BIOLUX<sub>PRO</sub> DENT



## Boca Seca

1. Conecta tu dispositivo DENT a tu teléfono o bien a una batería portátil.
2. Coloca en tu boca con el tope hacia arriba.
3. Utilízalo por 7 minutos en la mañana al despertar y en la noche antes de dormir todos los días.
4. Al terminar el tiempo indicado, desconecta y retira de tu boca.
5. Lava tu dispositivo con agua simple y jabón o pasta de dientes, sin mojar la conexión que se indica con una flecha en este protocolo.



Hidratarse correctamente mejora los resultados  
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

