


BIOLUX PRO MINI



Boca Seca

1. Coloca la banda alrededor de la boca ajustándola con el elástico por la parte posterior de la nuca.
2. Debes mantener la boca abierta para un resultado óptimo.
3. Presiona  una sola vez para activar la luz roja.
4. Permite que el equipo se apague (15 minutos), repite este proceso dos veces al día.
5. Si persisten las molestias consulta a un profesional de la salud.



Hidratarse correctamente mejora los resultados
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

