



# BIOLUX PRO MINI



## Dental

1. Coloca la banda alrededor de la boca ajustándola con el elástico por la parte posterior de la nuca.
2. Puedes exponer los dientes a la luz para un resultado óptimo.
3. Presiona  dos veces para activar la luz roja e infrarroja.
4. Cuenta 10 minutos y apaga el equipo presionando  dos veces.
5. Si persisten las molestias, consulta a un profesional de la salud.



Hidratarse correctamente mejora los resultados  
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

