


BIOLUX PRO MINI



Después de un tratamiento dental

1. Coloca la banda alrededor de la boca ajustándola con el elástico por la parte posterior de la nuca.
2. Puedes exponer los dientes a la luz para un resultado óptimo.
3. Presiona  dos veces para activar la luz roja e infrarroja.
4. Permite que se apague la luz, y repite este proceso dos veces al día por las siguientes 24-48 hrs.
5. Si persisten las molestias, consulta a un profesional de la salud.



Hidratarse correctamente mejora los resultados
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

