


BIOLUX PRO MINI



Extracción Dental

1. Coloca la banda alrededor de la boca ajustándola con el elástico por la parte posterior de la nuca.
2. Presiona  dos veces para activar la luz roja e infrarroja.
3. Permite que el equipo se apague (15 minutos), y repite este procedimiento 3 veces al día (mañana, tarde y noche) por 72 hrs.
4. Si persisten las molestias, consulta a un profesional de la salud.



Hidratarse correctamente mejora los resultados
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

