


BIOLUX_{PRO} DENT



Mantener la Boca Limpia y Sana

1. Conecta tu dispositivo DENT a tu teléfono o bien a una batería portátil.
2. Coloca en tu boca con el tope hacia arriba.
3. Utilízalo por 1 minuto después de cada cepillado dental.
4. Al terminar el tiempo indicado, desconecta y retira de tu boca.
5. Lava tu dispositivo con agua simple y jabón o pasta de dientes, sin mojar la conexión que se indica con una flecha en este protocolo.



Hidratarse correctamente mejora los resultados
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

