


BIOLUX PRO MINI



Post - Endodencia

1. Coloca la banda alrededor de la boca ajustándola con el elástico por la parte posterior de la nuca.
2. Puedes exponer los dientes a la luz para un resultado óptimo.
3. Presiona  dos veces para activar la luz roja e infrarroja.
4. Permite que el equipo se apague (15 minutos), repite este procedimiento cada 8 hrs por las siguientes 72 hrs.
5. Si persisten las molestias consulta a un profesional de la salud.



Hidratarse correctamente mejora los resultados
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

